




ケアスロープメンテナンス部材

ケアスロープは自社メンテナンスが可能です！！



| No. | 部材名 | 適用箇所 | No. | 部材名 | 適用箇所 | No. | 部材名 | 適用箇所 |
|-----|---------|------------------------------------|-----|------------------|---------------------|-----|---------------|--------------|
| ① | 滑り止めテープ | 走行面 | ⑤ | コーナーキャップ | パネル上下左右角部 | ⑨ | 補修スプレー | イエロー アルミエッジ部 |
| ② | ハンドバンド | 持ち手部 CS-65~CS-240C用 CS-285C用 | ⑥ | ラベル | パネル上下端部 側面・裏面 | | | グレー 走行面・裏面 |
| ③ | ラバーグリップ | パネルの上下端部 ③-A右用 ③-B左用 | ⑦ | ブラインド ナットキャップ | パネル走行面側の ネジ固定箇所 | ⑩ | 補修塗料 ハケタイプ | イエロー アルミエッジ部 |
| ④ | パッド | 本体自立時の地表設置面 | ⑧ | エッジモール | パネル走行面の 脱輪防止エッジ部 | | | グレー 走行面・裏面 |

①滑り止めテープ



②ハンドバンド



③ラバーグリップ



④パッド



⑤コーナーキャップ



⑥ラベル



⑦ブラインドナットキャップ



⑧エッジモール



⑨補修スプレー
グレー / イエロー



☆推奨部材/工具



※お近くの量販店で買い求めください。














⑩補修塗料ハケタイプ
グレー / イエロー



ケアスロープ部材費価格表

2016.9 修正版

《ケアスロープ部材費表》 * 表面の図面上の番号と以下の表の No. は同じ部材を表しています。

| No | 部材品名 | 適用箇所 | 部材画像 | 入数 | 標準価格 |
|----|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------|
| ① | 滑り止めテープ | 右パネル用 (275×150) |  | 20 枚 | 12,000 円 |
| | | 左パネル用 (265×150) | | 20 枚 | 12,000 円 |
| | | 設置注意 |  | 20 枚 | 13,500 円 |
| | | 商標ロゴ |  | 20 枚 | 13,500 円 |
| ② | ハンドバンド | CS-65～CS-240C用 (ビス・ワッシャー込) |  ※留具部 白色 | 10 セット | 28,000 円 |
| | | CS-285C用 (ビス・ワッシャー込) |  ※留具部 黄色 | 10 セット | 30,000 円 |
| ③ | ラバーグリップ | 小 22t (CS-65～CS-120 用) |  ③-A(右用) ③-B(左用) | 5 セット (1 セット 4 枚入) | 12,000 円 |
| | | 大 32t (CS-150～CS-285C 用) | | | |
| ④ | パッド | 18φ×2t(全タイプ共通) |  | 1 セット (1 セット 10 枚入) | 400 円 |
| ⑤ | コーナーキャップ | 小 22t (CS-65～CS-120 用) |  上端側 / 下端側 | 5 セット (1 セット 8 枚入) | 9,200 円 |
| | | 大 32t (CS-150～CS-285C 用) | | 5 セット (1 セット 8 枚入) | 9,600 円 |
| ⑥ | ラベル | ケアスロープ |  | 20 枚 | 5,400 円 |
| | | 裏面 |  | 10 枚 | 650 円 |
| | | 上端側 |  | 20 枚 | 3,200 円 |
| | | 下端側 |  | 20 枚 | 3,200 円 |
| | | 蛍光テープ |  | 40 枚 | 1,800 円 |
| | | 指はさみ注意 |  | 10 枚 | 800 円 |
| ⑦ | ブラインドナットキャップ | 全タイプ共通 |  | 12 個 | 480 円 |
| ⑧ | エッジモール | CS-65 用 |  | 10 本 | 8,600 円 |
| | | CS-100 用 | | | 8,800 円 |
| | | CS-120 用 | | | 9,400 円 |
| | | CS-150 用 | | | 10,000 円 |
| | | CS-175 用 | | | 11,000 円 |
| | | CS-200 用 | | | 12,500 円 |
| | | CS-240C 用 | | | 13,400 円 |
| | | CS-285C 用 | | | 16,000 円 |
| ⑨ | 補修スプレー ケアスロープイエロー | アルミチャンネル用 300ml |  | 1 本 | 3,600 円 |
| | 補修スプレー ケアスロープグレー | 走行面/裏面用 300ml |  | 1 本 | 3,600 円 |
| ⑩ | 補修塗料ハケタイプ ケアスロープイエロー | アルミチャンネル用 20ml |  | 1 本 | 1,200 円 |
| | 補修塗料ハケタイプ ケアスロープグレー | 走行面/裏面用 20ml |  | 1 本 | 1,200 円 |

※一万円未満の場合別途送料 800 円となります。
 ※上記金額は消費税を含んでおりません。
 ※別途メンテナンスマニュアル(パンフレット/DVD)もご用意いたしております。

《修理について》

※アルミチャンネル・パネル交換・ジョイントバンド交換につきましては弊社にて修理とさせていただきます。
 ※修理費につきましては販売店、もしくは弊社までお問い合わせください。

◎修理品送り先住所: 〒731-0213
 広島市安佐北区三入南 2-32-26
 TEL:082-818-2351

東プレ株式会社 可部工場
 修理担当者 宛