

高い段差・狭い間口も大丈夫！長さ 285cm の高段差対応モデル！


# ケアスロープ®

車いす用可搬型スロープ

日本製 特許 第5549894号 取得

# CS-285C

2015年6月発売



### 特徴①

長さ 285cm だから、より高段差に対応

傾斜角度 8° の場合 段差 39cm、  
傾斜角度 15° の場合 段差 73cm の高さに対応可能です。

### 特徴②

日本の住宅事情に適した  
スリム構造《幅 70cm》

幅 70cm だから狭い間口にも  
対応可能です。

### 特徴③

ハンドバンドを 3カ所配置

ひとりでも、ふたりでも運搬・設置が可能です。

## メンテナンスが簡単・時短・低コスト!



最大耐荷重  
**300**  
kg

脱輪防止用  
エッジ  
(高さ 3.5cm)


### 特徴④

メンテナンスが簡単・時短・低コスト

補修・整備を短時間、低コストで行うことが出来る  
構造です。

## 最小回転で障害なく 乗り入れができる!

下部の脱輪防止  
エッジをあえてカットした為、  
フットサポートがエッジに当たらず  
障害なく最小半径で乗り入れが  
簡単にできます。



## 夜間の視認性もUP!



## 《 CS-285C 規格表 》





品番	エッジの高さ	長さ x 幅	重さ	希望小売価格+(税)	JANコード	TAISコード
CS-285C	3.5cm	285cm x 70cm	約 15kg	290,000 円+(税)	4958519500077	00093-000038

※折りたたみ時の厚さ : CS-285C / 11cm

貸与マーク申請中




※CS-285C は JIS マーク取得申請中です。CS-65~CS-240C は 東プレ(株)にてJIS マーク取得済みです。

## 《 CS-285C 適応段差の目安 》

使用状況	介助なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助者	通常に使用できる限界
傾斜角度				
傾斜角度別最大適応段差	24cm まで	39cm まで	49cm まで	73cm まで

※車いすの種類や介助する方の体力等により適応傾斜角度は変化します。上の表は目安としてお使いください。

## 《 CS-285C 運搬例 》

3カ所にハンドバンドを配置することで、ひとりでもふたりでも運搬可能		
片手持ちで運搬する場合	両手持ちで運搬する場合	ふたりで運搬する場合
		

## ケアスロープ希望小売価格表/規格表

品番	エッジの高さ	長さ x 幅	重さ	希望小売価格+(税)	JANコード	TAISコード
CS-65	2.5cm	65cm x 70cm	約 3kg	67,000 円+(税)	4958519500008	00093-000015
CS-100	2.5cm	100cm x 70cm	約 5kg	83,000 円+(税)	4958519500015	00093-000016
CS-120	2.5cm	120cm x 70cm	約 6kg	107,000 円+(税)	4958519500022	00093-000017
CS-150	2.5cm	150cm x 70cm	約 8kg	118,000 円+(税)	4958519500039	00093-000018
CS-175	2.5cm	175cm x 70cm	約 9kg	125,000 円+(税)	4958519500046	00093-000019
CS-200	2.5cm	200cm x 70cm	約 10kg	136,000 円+(税)	4958519500053	00093-000020
CS-240C	2.5cm	240cm x 70cm	約 12kg	230,000 円+(税)	4958519500060	00093-000021
<b>NEW!!</b> CS-285C	3.5cm	285cm x 70cm	約 15kg	290,000 円+(税)	4958519500077	00093-000038

※折りたたみ時の厚さ : CS-65~CS-120 / 8cm, CS-150~CS-240C / 10cm, CS-285C / 11cm

CS-65~CS-240C : 貸与マーク取得済

※CS-285C は JIS マーク取得申請中です。CS-65~CS-240C は 東プレ(株)にてJIS マーク取得済みです。

CS-285C : 貸与マーク申請中

### 《 製品を正しく安全にお使いいただくために 》



注意

ご使用前に必ず取扱証明書をお読みください。  
 ※このカタログは製品の性能、品質の全てについてご説明するものではありません。  
 詳細につきましては当社または販売店までご相談ください。  
 ※このカタログの製品仕様及び内容は予告なく変更する場合があります。

取扱店

♥ ケアメディックス株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島 3 丁目 23-1 天神弥栄興産ビル 2 階  
 TEL: 03-3837-0551 FAX: 03-3837-0554 <http://www.caremed.co.jp/>